



**cArt Collection**



## Contatta Italia



0473 55 26 11



0473 55 26 99



[italia@francehopital.com](mailto:italia@francehopital.com)



[www.francehopital.com](http://www.francehopital.com)

## Contact export



+39 0473 55 26 40



+39 0473 55 26 99



[export@francehopital.com](mailto:export@francehopital.com)



[www.francehopital.com](http://www.francehopital.com)

## Contact France



03 88 59 87 87



03 88 98 04 44



[francehopital@francehopital.fr](mailto:francehopital@francehopital.fr)



[www.francehopital.fr](http://www.francehopital.fr)

|  |  |   |           |
|--|--|---|-----------|
| <i>Carrelli per il reparto: terapia, medicazione, emergenza, visita, anestesia, pediatria, ...</i> | <i>Ward trolleys &amp; carts: therapy, medication, dressing, anaesthesia, emergency, paediatric, ...</i> | <i>Chariots biomédicaux : soins et pansements, médicaments, urgence, visite, anesthésie, pédiatrie...</i> | <b>4</b>  |
| <i>Carrelli e arredo per la logistica</i>  | <i>Transport elements and furniture for the logistics</i>  | <i>Chariots et mobiliers pour la logistique</i>   | <b>16</b> |
| <i>Articoli INOX per la sala operatoria</i>  | <i>Operating room items in stainless steel</i>   | <i>Articles en acier inoxydable pour le bloc opératoire</i>   | <b>20</b> |
| <i>Soluzioni per il trasporto e lo stoccaggio</i>  | <i>Quality solutions for transportation and storage</i>  | <i>Solutions pour le transport et le stockage</i>   | <b>23</b> |
| <i>Carrelli per la biancheria e l'igiene</i>   | <i>Carts for laundry and patient hygiene</i>   | <i>Chariots aide-soignante pour le linge et l'hygiène du patient</i>                                      | <b>25</b> |
| <i>Carrelli per la distribuzione dei farmaci e articoli monouso</i>                                | <i>Medication distribution trolleys and disposable items</i>   | <i>Chariots de distributions des médicaments</i>  | <b>28</b> |
| <i>Raccolta e trasporto dei rifiuti ospedalieri</i>  | <i>Healthcare waste collection and transportation</i>  | <i>Gestion des déchets des établissements de santé</i>  | <b>30</b> |
| <i>Contenitori e supporti per la raccolta dei rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti</i>       | <i>Containers and supports for collection of hazardous waste</i>   | <i>Emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux</i>                                  | <b>32</b> |

## PRECISO

### Carrelli innovativi per il reparto Innovative ward trolleys Chariots biomédicaux innovants

*Struttura assemblata in alluminio estruso anodizzato  
Piano e fondo in plastica ABS ad iniezione  
Cassetti in plastica ABS ad iniezione  
Modulare in differenti altezze*

*Assembled structure in anodized extruded aluminium.  
Worktop and base in injection moulded ABS plastic.  
Drawers in different heights entirely in injection  
moulded ABS plastic.*

*Structure assemblée en aluminium anodisé extrudé.  
Plan de travail et base en plastique ABS injecté gris.  
Tiroirs de différentes hauteurs en plastique ABS injecté gris.*

**Dim. 830x650 mm**

**H. 840 / 920 / 1000 / 1080 mm**



*Terapia con Maxiwally*

*Therapy: with  
maxiwally*

*Chariot de soins : avec  
Maxiwally 20 litres*

**COD. PRE9AAA-G-TER**



*Multifunzione: con  
sopralzo basso e  
4 vaschette*

*Multifunction: with low  
overbridge and 4 trays*

*Chariot de pansements :  
avec réhausse basse,  
distributeur d'aiguilles et  
4 bacs*

**COD. PRE8APB-G-CHI**



*Anestesia: ricco di accessori e barre laterali*

*Anaesthesia: many accessories and lateral rails*

*Chariot d'anesthésie : nombreux accessoires et rails  
normalisés porte-accessoires latéraux*

**COD. PRE9AEV-G-ANE**



*Visita: per le cartelle  
paziente, in verticale  
o appese*

*Patient files: hanging  
charts and vertical files*

*Chariot pour dossiers  
patients : avec des  
séparateurs verticaux ou  
des dossiers suspendus.*

**COD. PRE9XAEB-S-V2**



*Medicazione con  
sopralzo per accessori  
multipli*

*Dressing: with  
overbridge for multiple  
accessories*

*Chariot de soins et  
de pansements: avec  
réhausse pour de  
multiples accessoires*

**COD. PRE9AAA-G-MED**



*Terapia: per la distribu-  
zione dei farmaci con  
cassettini paziente*

*Therapy: for the  
medication administra-  
tion with patient bins*

*Chariot de distribution  
de médicaments : pour  
l'administration des  
médicaments avec des  
piluliers*

**COD. PRE9XAPV-S-Special**



*Rianimazione: con  
porta computer e  
vaschette ISO*

*Reanimation: with  
laptop PC e ISO-  
modules*

*Chariot de réanimation :  
avec emplacement  
ordinateur portable et  
bacs ISO*

**COD. PRE10XAPR-Special**



*Visita: con 2 cassette  
per cartelle appese in  
formato A4 e A3.*

*Patient files: with 2  
big-drawers for hanging  
charts in A4 and A3  
sizes*

*Chariot pour dossiers  
patients : avec 2 cadres  
télescopiques porte  
dossiers suspendus A4  
et A3*

**COD. PRE9AEB-45**



*Pediatria: con 9 casset-  
ti con codifica Broselew*

*Paediatric: with 9  
Broselew coded drawers*

*Chariot de pédiatrie :  
avec 9 tiroirs et  
codification de couleur  
Broselew*

**COD. PRE10AAA-G-PED**



*Multiuso: con ante e  
ripiani interni regolabili*

*Multiuse: with double  
door and internal  
adjustable shelves*

*Chariot multifonction :  
avec portes et étagères  
intérieures réglables en  
hauteur*

**COD. PRE8APV-A2R1C**



## PRESTO – small, medium, large, double

### Carrelli multifunzione

### Multifunction trolleys

### Chariots multifonction

*Nuova linea di carrelli da reparto ispirata al concetto "less is more": essenziale e perfetta per le sue funzioni.*

*PRESTO è declinabile nelle varie funzioni: terapia, medicazione, giro visita, anestesia ecc.*

*Struttura in alluminio estruso, pareti in materiale composito, piano, base e cassetti in plastica ABS.*

*Tutte le varianti possono essere equipaggiate con le barre laterali SABU, con il sopralzo e decine di accessori.*

*Our new line of ward trolleys inspired by the concept "less is more": essential and just right for its functions.*

*PRESTO is suitable for different uses: therapy, medication, rounds, anaesthesia etc.*

*Extruded aluminum structure, side panels in composite materials, top, base and drawers in ABS plastic.*

*All models can be equipped with SABU lateral accessory rails, with overbridges and dozens of accessories.*

*Notre nouvelle gamme de chariots de soins inspirée par le concept "moins c'est plus": essentiel et adapté à ses fonctions.*

*PRESTO convient à différents usages: thérapie, médication, visites, anesthésie etc.*

*Structure en aluminium extrudé, parois en matériel composite, plan, base et tiroirs en plastique ABS.*

*Toutes les variantes peuvent être équipées de barres latérales multifonctions SABU, réhausse et des dizaines d'accessoires.*



#### PRESTO medium


*Con sopralzo.  
A sinistra 3 vani e piano estraibile, a destra cestino WALLY*

*With overbridge.  
On left side 3 tilt out bins and extendable work surface. On right side WALLY bin.*

*Avec réhausse.  
Paroi gauche avec 3 bacs basculants et plan de travail extensible. Paroi droite avec collecteur de déchets WALLY.*

**COD. PS404-WH & extra**


small



571 mm




medium



662 mm




large



855 mm



double



1115 mm



|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Dim. PRESTO small  | 571 x 594 x 1015 H mm  |
| Dim. PRESTO medium | 662 x 594 x 1015 H mm  |
| Dim. PRESTO large  | 858 x 594 x 1015 H mm  |
| Dim. PRESTO double | 1115 x 594 x 1015 H mm |

4 colori / 4 colours / 4 couleurs





### PRESTO small

*Tutti i lati lisci*

*All panels are flat*

*Toutes les parois sont lisses*

**COD. PST435-WH**



### PRESTO small

*Tutti i lati lisci*

*All panels are flat*

*Toutes les parois sont lisses*

**COD. PST435-GR**



*Anche PRESTO è equipaggiato con l'originale cassetto trasportabile.*

*Also PRESTO is equipped with our unique transportable drawer.*

*PRESTO est également équipé de notre unique tiroir transportable.*



### PRESTO large

*Con sopralzo. Lato sinistro: 3 vani e piano estraibile.*

*With overbridge. On left side: 3 tilt out bins and extendable work surface.*

*Avec réhausse. Paroi gauche : 3 bacs basculants et plan de travail extensible.*

**COD. PS615-BL**



### PRESTO medium

*Sinistra: 3 vani e piano estraibile.*

*On left side: 3 tilt out bins and extendable work surface.*

*Paroi gauche : 3 bacs basculants et plan de travail extensible.*

**COD. PS404-AL**



### PRESTO large

*A sinistra: 3 vani e piano estraibile.*

*On left side: 3 tilt out bins and extendable work surface.*

*Paroi gauche : 3 bacs basculants et plan de travail extensible.*

**COD. PS606-WH**



### PRESTO double

*A sinistra: 3 vani e piano estraibile.*

*On left side: 3 tilt out bins and extendable work surface.*

*Paroi gauche : 3 bacs basculants et plan de travail extensible.*

**COD. PS8445-WH**

## PERSOCAR COMPACT & PERSOCAR 400

**Carrelli multiuso per il reparto – larghezza cassetti 400 mm**

**Multifunction ward trolleys – drawers width 400 mm**

**Chariots multifonction pour les services de soins – largeur des tiroirs 400 mm**

*PERSOCAR è adatto all'uso in qualsiasi funzione: terapia, medicazione, giro visita, anestesia ecc.*

*Robustissimo grazie alla struttura autoportante in alluminio estruso, pareti, piano, base e cassetti in plastica ABS.*

*Tutte le varianti possono essere equipaggiate con le barre laterali SABU, con il sopralzo e decine di accessori.*

*PERSOCAR is suitable for different ward uses: therapy, medication, rounds, anaesthesia etc.*

*Very sturdy thanks to the self-supporting extruded aluminum structure, side panels, top, base and drawers in ABS plastic.*

*All models can be equipped with SABU lateral accessory rails, with overbridges and dozens of accessories.*

*PERSOCAR convient à différents usages : thérapie, médicaments, visites, anesthésie etc.*


*Très robuste et léger grâce à la structure autoportante en aluminium extrudé, parois, plan, base et tiroirs en plastique ABS.*

*Toutes les variantes peuvent être équipées de barres latérales multifonctions SABU, réhausse et des dizaines d'accessoires.*

**Dim. PERSOCAR COMPACT**  
**Dim. PERSOCAR 400**

**571 x 594 x 1050 H mm**  
**662 x 594 x 1050 H mm**


**compact**



**571 mm**




**400**



**662 mm**




**600**



**855 mm**



**800**



**1115 mm**



*Configurazione di base con 4 cassetti*

*Basic configuration with 4 drawers*

*Configuration de base avec 4 tiroirs*

**COD. PT43L4**



*Carrello medicazione, con sopralzo e contenitore rifiuti MAXIWALLY.*

*Medication trolley: with overbridge and MAXIWALLY waste bin.*

*Chariot de pansements : avec réhausse et collecteur de déchets MAXIWALLY.*

**COD. P40W5**



*Parete posteriore con porta cateteri e vari vani portaoggetti*

*Backside with catheter holder and various storage compartments*

*Face arrière avec emplacements porte-sondes et divers compartiments de rangement*



## PERSOCAR 600 & PERSOCAR 800

**Carrelli multiuso per il reparto – larghezza cassetti 600 mm e 400 mm su 2 file**

**Multifunction ward trolleys – drawers width 600 mm and 400 mm on 2 rows**

**Chariots multifonction pour les services de soins – largeur des tiroirs 600 mm et 400 mm sur 2 rangées**

*PERSOCAR è adatto anche al trasporto di grandi volumi.*

*Ottima scorrevolezza grazie alle ruote Ø 150 mm di alta qualità, di cui due con freno.*

*Tutti i carrelli della linea PERSOCAR sono equipaggiati con l'originale cassetto trasportabile.*

**Dim. PERSOCAR 600**

**588 x 594 x 1050 H mm**

**Dim. PERSOCAR 800**

**1115 x 594 x 1050 H mm**

*PERSOCAR is suitable for transportation of large volumes.*

*Excellent rolling smoothness thanks to the Ø 150 mm high quality wheels, two of which with brake.*

*The whole PERSOCAR line come equipped with the unique transportable drawer.*

*PERSOCAR convient aussi pour le transport de grands volumes.*

*Excellente douceur de roulement grâce à des roues Ø 150 mm de haute qualité, dont deux avec frein.*

*Toute la gamme PERSOCAR est équipée du tiroir transportable unique en son genre.*



*Multiuso con diversi cassetti, etichette colorate e accessori.*

*Multipurpose with several drawers, differently coloured ID tags and several accessories.*

*Multifonction avec différents tiroirs, réglattes de différentes couleurs et divers accessoires*

**COD. P84L00-special**



*Carrello anestesia: con sopralzo e 3 vani laterali.*

*Anaesthesia configuration with overbridge and 3 tilt-out bins.*

*Configuration pour l'anesthésie: avec réhausse et 3 bacs basculants.*

**COD. P60L5-M3**



*Anche PERSOCAR è equipaggiato con l'originale cassetto trasportabile.*

*Also PERSOCAR is equipped with our unique transportable drawer.*

*PERSOCAR est également équipé de notre unique tiroir transportable.*

## PERSOCAR INOX

### Carrelli multiuso per il reparto

### Multifunction ward carts

### Chariots multifonction pour les différents services

*Struttura monoscocca in acciaio inox AISI304 e plastica termoformata  
Piano e fondo in plastica ABS  
Cassetti in acciaio inox AISI304*

*Monoframe structure in stainless steel AISI304 with thermoforming plastic lateral walls, worktop and base.  
Drawers in stainless steel AISI304*

*Structure monobloc en acier inoxydable AISI304 et panneaux latéraux et arrière en plastique ABS thermoformé vert.  
Plan de travail et base en plastique ABS  
Tiroirs en acier inoxydable AISI304*

**Dim.: 850x620x1070 H mm**



COD. PC2



COD. PCM4

**Dim.: 1180x620x1070 H mm**

*Con piano estraibile e 3 contenitori laterali a ribalta.*

*With extractable surface and 3 lateral tilt-out bins*

*Tablette latérale étirable et 3 bacs basculants latéraux de rangement*



*Dietro: porta cateteri*

*Backside: catheter holder*

*Face arrière : emplacement porte-sondes*

COD. PC2



*Carrello terapia a 4 cassetti*

*Therapy cart with 4 drawers*

*Chariot de soins avec 4 tiroirs*

COD. PC2



*Carrello anestesia*

*Anaesthesia cart*

*Chariot d'anesthésie*

COD. PCMA2



*Carrello anestesia-  
medicazioni con grandi  
cassetti larghezza  
765 mm.*

*High capacity Anaes-  
thesia-Dressing cart.  
Drawers width 765 mm.*

*Chariot d'anesthésie  
avec grands tiroirs de  
largeur 765 mm.*

**COD. PCM4**



*Ampio piano di lavoro  
Wide worktop  
Grand plan de travail*



*Spazioso con anta e  
cassetti  
Spazioso with door and  
drawers  
Spacieux avec porte et  
tiroirs*

**COD. PC4D**

## PERSOCAR LIGHT INOX

*Minimo spazio completamente in acciaio inox  
AISI304*

**Dim.: 685x600x1000 H mm**

*Minimum space entirely in stainless  
steel AISI304*

*Compact, entièrement en acier inoxydable*



*Molteplici configurazioni  
cassetti  
Several drawer configurations  
Différentes configurations de  
tiroirs disponibles*

**COD. PC3**

*Con sopralzo per  
aggiungere accessori  
With overbridge for  
additional accessories  
Avec réhausse permettant  
l'ajout d'accessoires*

**COD. PCM3**

*Minimo ingombro  
Smallest footprint  
Faible encombrement*

**COD. PC35**



## PERSOLIFE new

### Carrello emergenza

### Emergency cart

### Chariot d'urgence

Struttura autoportante robustissima e leggera grazie ad un accoppiamento intelligente di montanti in alluminio estruso con piano e base in plastica ABS. Cassetti in plastica ABS ad iniezione.

#### Differenti larghezze

Self-supporting structure very light and strong thanks to the smart combination of extruded aluminium posts and top and base in ABS plastic.

Injection moulded ABS plastic drawers.

#### Available in different widths

Structure robuste et légère grâce à l'association des montants en aluminium anodisé extrudé, du plan de travail et de la base en plastique ABS. Panneaux latéraux et arrière en plastique ABS thermoformé orange.

Tiroirs en plastique ABS injecté gris.

#### Différentes largeurs de tiroirs disponibles



COD. PL40C5



COD. PL40C5

Schiena con porta bombola e vano cateteri

Back side with O2 tank holder and catheter compartment

Face arrière avec support obus d'oxygène et emplacement porte-sondes

NUOVO Chiusura con "safety lock"

NEW Closing by "safety lock"

NOUVELLE fermeture par "safety lock"



#### 400

Larghezza cassetti 400 mm  
Configurazione standard  
5 cassetti, lastra massaggio cardiaco in fronte

Drawer width 400 mm  
Basic configuration  
5 drawers and cardiac board in front

Largeur des tiroirs 400 mm  
Configuration standard  
5 tiroirs et planche de massage cardiaque frontale

Dim.: 662x594x1050 H mm

COD. PL40C5



#### 600

Larghezza cassetti 600 mm  
Lastra massaggio cardiaco sotto il piano  
Chiusura con "safety lock"

Drawer width 600 mm  
Cardiac board under the worktop  
Closing by "safety lock"

Largeur des tiroirs 600 mm  
Planche de massage cardiaque sous le plan de travail  
Fermeture par "safety lock"

Dim.: 855x594x1050 H mm

COD. PL61C5



#### 400 Compact

Compact – larghezza cassetti 400 mm  
Lastra massaggio cardiaco di lato.  
Chiusura con "safety lock"

Compact – drawer width 400 mm  
Cardiac board on lateral side  
Closing by "safety lock"

Compact – largeur des tiroirs 400 mm  
Planche de massage cardiaque sur la paroi latérale  
Fermeture par "safety lock"

Dim.: 571x594x1050 H mm

COD. PTL43L4





# PERSOLIFE INOX

## Carrello emergenza Emergency cart Chariot d'urgence

*La più compatta stazione mobile per l'emergenza –  
struttura e cassetti in acciaio inox AISI 304*

*The most compact emergency station –  
structure and drawers in stainless steel AISI 304*

*La station mobile la plus compacte pour les  
situations d'urgence – structure et tiroirs en acier  
inoxydable AISI 304.  
Version amagnétique disponible sur demande*

**Dim.: 780x690x1050 H mm**



*Ergonomic per l'utilizzo  
simultaneo di 3 persone*

*Ergonomic for the simultaneous  
use of 3 people.*

*Ergonomique pour une  
utilisation simultanée de 3  
personnes*



*Spazi e comparti studiati  
nel dettaglio*

*Spaces and compartments  
carefully planned*

*Espaces et compartiments  
de rangement étudiés en  
détail*

**COD. PCL**



*Schiena con porta  
bombola e vano  
cateteri*

*Back side with O2 tank  
holder and catheter  
compartment*

*Face arrière avec porte  
obus d'oxygène et  
emplacement  
porte-sondes*

**COD. PCL**



*Configurazione base –  
Lastra cardio massaggio  
frontale*

*Basic configuration –  
cardiac board in front*

*Configuration de base –  
planche de massage  
cardiaque frontale*

**COD. PCL**



*Con sopralzo per più  
accessori*

*With overbridge for  
multiple accessories*

*Avec réhausse pour y  
fixer de multiples  
accessoires*

**COD. PCLM**

## ERGODOC

### Carrello giro visita Patient file trolley Chariot de visite

*Il più originale e funzionale carrello per il giro visita.*

*The most functioning and unique trolley  
for patient files and visit round*

*Le chariot le plus original et fonctionnel  
pour les visites.*

**Dim.: 920x650x1040 H mm**



*Ergonomic  
utilizzabile in piedi*

*Ergonomic –  
work standing use*

*Ergonomique –  
utilisable en position  
debout*

**COD. ED1**



*Con cassetto frontale per  
cartelle in formato A4*

*With frontal drawer for  
patient charts A4 sizes*

*Avec tiroir frontal pour  
les dossiers patients  
format A4*

**COD. ED1**



*Separatori verticali  
Vertical separators*

*Séparateurs  
verticaux*

**COD. ED2**







## PRECISO logistics

### Carrelli e colonne per la logistica

### Ward trolleys and columns for logistics

### Chariots et colonnes pour la logistique

*Struttura assemblata in alluminio estruso anodizzato e plastica termoformata. Compatibile con vaschette e cestelli ISO 600x400. Differenti modelli.*

*Assembled aluminium extruded structure with moulded plastic. Compatible with ISO-modules. Available in many types and configurations.*

*Structure assemblée en aluminium extrudé anodisé. Plan de travail et base en plastique thermoformé. Compatible avec les bacs et paniers ISO 600x400. Différents modèles disponibles.*

**Dim.: 830x650x1097 / 1470 / 1843 H mm**

**Dim.: 1390x570x1079 / 1452 / 1825 H mm**

**Dim.: 2039x570x1079 / 1452 / 1825 H mm**



*Colonna trasporto bassa-doppia*

*Transport element, low, double*

*Colonne double – basse hauteur*

**COD. TRS110D - special**



*Colonna doppia, alta*

*Transport element, high, double*

*Colonne double – grande hauteur – avec tiroirs, bacs et paniers ISO 600x400*

**COD. TRS180D**



*Colonna singola, alta, cassetti*

*Transport element, high, drawers*

*Colonne haute – grande hauteur – avec tiroirs*

**COD. TRS180-CI**



*Colonna singola, media, cassetti*

*Transport element, medium, drawers*

*Colonne moyenne hauteur – avec tiroirs*

**COD. TRS140-CI**





*Colonna bassa, tripla*

*Transport element,  
low, triple*

*Colonne triple – basse  
hauteur – avec bacs et  
paniers ISO 600x400 mm*

**COD. TRS110T**



*Colonna alta, tripla*

*Transport element,  
high, triple*

*Colonne triple – grande  
hauteur – avec tiroirs,  
bacs et paniers ISO  
600x400 mm*

**COD. TRS180T**



*Multiuoso: con Moduli  
ISO per la logistica*

*Multifunction: with ISO-  
Modules for logistics*

*Chariot modulaire  
logistique : avec  
modules ISO*

**COD. TRS110**



*Colonna singola,  
alta*

*Transport element,  
high, single*

*Colonne grande hauteur*

**COD. TRS180**



*Colonna alta, tripla,  
aperta*

*Transport element,  
high, triple with  
opened front*

*Colonne triple –  
moyenne hauteur*

**COD. TRS180T-V**

**Elementi per la logistica**  
**Elements for logistics**  
**Éléments pour la logistique**



*Scaffalatura componibile  
per vaschette ISO 600x400*

*Modular shelving for ISO  
600x400 trays & baskets*

*Rayonnage modulaire  
pour bacs et paniers ISO  
600x400*



*Elementi mobili come  
tavoli procedura e  
stazioni di lavoro  
facilmente spostabili*

*Mobile elements like  
procedure tables and  
workstations easy to  
move*

*Station de travail mobile  
facilement déplaçable*





## Arredo tecnico per la logistica

### Technical furniture for logistics

### Mobiliers techniques pour la logistique



*Arredo tecnico compatibile ISO 600x400, complementare a carrelli e colonne PRECISO.*

*Technical furniture ISO 600x400 compatible. Complementary to the storage, transport and ward carts PRECISO. Synergy of sharing.*

*Mobiliers techniques compatibles avec les tiroirs, bacs et paniers ISO 600x400 viennent compléter la gamme de chariots PRECISO pour le transport, le stockage dans les services.*



## Articoli in acciaio inox AISI304 per la sala operatoria

### Stainless steel AISI304 items for Operating Room

### Articles en acier inoxydable AISI304 pour le bloc opératoire



*Tavolo Mayo, elevata qualità, altezza variabile*

*Mayo instrument table, high quality, adjustable height*

*Assistant muet de grande qualité, réglable en hauteur*

**Dim.: 650x450x865 - 1215 H mm**

**COD. CSOP**



*Tavolo Mayo, altezza variabile, vassoio in due misure*

*Mayo instrument table, adjustable height, two size trays*

*Assistant muet, réglable en hauteur, deux tailles de plateaux disponibles*

**Dim.: 600x400x830 - 1170 H mm**

**Dim.: 700x500x830 - 1170 H mm**

**COD. CS064 - CS075**



*Porta catino*

*Bowl stand*

*Porte cupule simple*

**Dim.: 598x500x805 H mm**

**COD. BW1**



*Porta catino doppio*

*Double bowl stand*

*Porte cupule double*

**Dim.: 785x500x800 H mm**

**COD. BW2**



*Bastardella*

*Kick-bucket*

*Support baquet roulant avec ou sans poignée*

**Dim.: Ø 460x335 H mm**

**COD. KBM13**



*Predellino*

*Step single*

*Estrade 1 marche*

**Dim.: 600x350x220 H mm**

**COD. PRED1**



*Predellino doppio*

*Double step*

*Estrade 2 marches*

**Dim.: 600x650x440 H mm**

**COD. PRED2**



*Carrello porta strumenti - due misure*

*Instrument trolley - two sizes*

*Table d'instrumentation - deux tailles disponibles*

**Dim.: 735 / 950 x635x800 H mm**

**COD. CMOP**





*Carrello porta strumenti –  
ripiani lisci*

*Instrument table –  
flat top*

*Table d'instrumentation –  
étagères lisses*

**Dim.: 900x600x900 H mm**

**COD. UC962RL**



*Carrello servizio,  
2 cassetti*

*Service trolley,  
2 drawers*

*Chariot de service, 2 tiroirs*

**Dim.: 900x600x1010 H mm**

**COD. CS962-2CP**



*Carrello unifacciale  
porta accessori*

*One-sided accessory trolley*

*Support porte accessoires 1  
face*

**Dim.: 610x555x1465 H mm**

**COD. OPC & acc.**



*Carrello ripiani  
amovibili*

*Removable shelves trolley*

*Chariot avec étagères  
amovibles*

**Dim.: 900x600x1010 H mm**

**COD. C2P000-08-5**




*Tavolo madre*

*Instrument table*

*Table de bloc*

**COD. TAVOP-G**



*Carrello doppio porta  
accessori*

*Double-sided accessory trolley*

*Support porte accessoires 2  
faces*

**Dim.: 610x670x1465 H mm**

**COD. OPD & acc.**

**Articoli in acciaio inox AISI304 per la sala operatoria**  
**Stainless steel AISI304 items for Operating Room**  
**Articles en acier Inox AISI304 pour le bloc opératoire**



*Porta zoccoli*  
*Clogs holder*  
*Chariot porte sabots*

**Dim.: 905x570x1620 H mm**

**COD. C32PZN**



*Arredo vario*  
*Furniture*  
*Divers mobiliers*



*Appendi camici*  
*Gown holder*  
*Portant mobile pour les tenues*

**Dim.: 1840x600x1690 H mm**

**COD. AP**



*Carrello di servizio,  
 4 cassetti*  
*Service trolley,  
 4 drawers*  
*Chariot de service, 4 tiroirs*

**Dim.: 900x600x1010 H mm**

**COD. CS962-4CP**



*Armadio strumenti  
 e farmaci*  
*Medicine and  
 instrument cabinet*  
*Armoire à pharmacie et  
 instruments*

**Dim.: 100x500x1900 H mm**

**COD. ARM10519**

**Soluzioni di qualità per il trasporto e lo stoccaggio**  
**Quality solutions for transportation and storage**  
**Système de stockage et de transport modulaire**



*MOSYS carrelli in acciaio cromato*  
*Chromed steel trolley*  
*Chariots MOSYS en fil d'acier chromé*

**COD. SR60409 & UC20409**



*MOSYS scaffalatura mobile*  
*Shelving unit*  
*Rayonnage mobile MOSYS*

**COD. P1640612**



*MOSYS per la distribuzione*  
*Distribution solution*  
*Rayonnage mobile MOSYS pour le tri et la distribution du linge propre*

**COD. SR60612**



*MOSYS appendi-camici*  
*Gown-holder*  
*Penderie mobile MOSYS*

**COD. HR20412**



*MOSYS carrello combinato*  
*Combined trolley*  
*Chariot mixte MOSYS (penderie et cases)*

**COD. CR50412**



*MOSYS carrello servizio (1-3 ripiani)*  
*Service trolley (1-3 shelves)*  
*Chariot de service MOSYS (1 à 3 étagères)*

**COD. UC30409**

## Soluzioni di qualità per il trasporto e lo stoccaggio

Quality solutions for transportation and storage

Système de stockage et de transport modulaire



*MOSYS carrello rinforzato*

*Reinforced trolley*

*Chariot MOSYS avec embase renforcée*

**COD. UCF10612**



*MOSYS scaffalature per stoccaggio*

*Storage shelving units*

*Rayonnage fixe MOSYS pour le stockage*



*MOSYS Space sistema di stoccaggio compatto*

*High density storage system*

*Système de stockage haute densité MOSYS SPACE*



*Scaffalatura inox AISI304*

*Stainless steel AISI304 shelving*

*Rayonnage en acier inoxydable AISI304*



*PERMODUL sistema modulare alluminio e plastica ABS*

*Modular system in aluminium and ABS plastic*

*PERMODUL système modulaire en aluminium et en plastique ABS*

**Dim.: 800x500x1000 H mm**

**COD. PMC52**



*Carrello multiuso a più ripiani*

*Multiuse trolley with several shelves*

*Chariot multifonction PERMODUL*

**COD. SPECIAL**



# Carrello per la biancheria e l'igiene del paziente

## Cross-functional trolley for patient hygiene and laundry

### Chariot aide-soignante pour le linge et l'hygiène du patient

#### Utilizzo:

- per l'igiene mattutina e serale del paziente/ospite,
- per il cambio letto (distribuzione della biancheria pulita e raccolta della biancheria sporca e dei rifiuti)
- per altre attività quotidiane grazie alle sue caratteristiche e alla sua versatilità

#### Usable for:

- morning and evening patient/guest hygiene,
- bed change (clean linen distribution, dirty linen and waste collection)
- daily multiple activities thanks to its huge features and versatility

#### Utilisable pour :

- l'hygiène du patient
- le change du lit (distribution du linge propre, récupération du linge sale et collecte des déchets)
- de multiples utilisations quotidiennes grâce à ses caractéristiques et sa polyvalence

Versione SINGOLA

SINGLE Version

Version SIMPLE

Dim.: 830x650x 940 / 1100 H mm



COD. ES10-AK2



COD. ES10-A



COD. ESD10-38 & acc

Versione DUALE

DUAL Version

Version DOUBLE

Dim.: 1270x570x1100 H mm



COD. ESD10-13



COD. ESD10-29-5C



COD. ESD10-34 & acc

Disponibile in molte altre configurazioni

Available in many other configurations

Disponibile dans de nombreuses autres configurations

## Il controllo dell'intero ciclo della biancheria pulita e sporca, dalla raccolta e cernita alla distribuzione capillare al letto del paziente.

A broad selection of articles to address the clean and the dirty linen cycle.

Chariots et armoires pour la collecte du linge sale et la distribution du linge propre.



*Carrello porta sacco biancheria*  
*Laundry bag-holder trolley*  
*Chariot porte-sac 1 sac*

**Dim.: 460x550x950 H mm**

**COD. CB10P**



*Carrello a due sacchi per la cernita*

*Double laundry bag-holder trolley for the sorting*

*Chariot porte-sacs 2 sacs pour le tri*

**Dim.: 670x550x950 H mm**

**COD. CB20P & MCB**



*Disponibili sino a 5 sacchi con coperchi in diversi colori*

*Even with 5 bag-holders and coloured lids*

*Disponible jusqu'à 5 sacs avec des couvercles de couleurs différentes*

**Dim.: 1200x550x970 H mm**

**COD. CB40PL**



*Completo di porta sacco rifiuti*

*Complete with waste bag-holder*

*Avec collecteur de déchets hermétique*

**Dim.: 910x600x950 H mm**

**COD. CBW10P**



*Con o senza pedale per coperchio*

*With our without pedal for lid*

*Avec ou sans pédale d'ouverture des couvercles*

**Dim.: 1545x930x950 H mm**

**COD. CBW30P**



*Raccolta e distribuzione assieme*

*Collecting and distribution together*

*Système combiné pour la collecte et la distribution du linge*

**Dim.: 1235x580x1100 H mm**

**COD. CBP**



*Struttura inox ripiani in legno*

*Stainless steel structure and wood shelves*

*Structure en acier inoxydable étagères en mélaminé*

**Dim.: 1235x580x1100 H mm**

**COD. CBPXP**



*Anche con sacco per rifiuti*

*Also with waste bag-holder*

*Egalement disponible avec un collecteur de déchets hermétique*

**Dim.: 1670x580x1100 H mm**

**COD. CBPPW**



*Trio: raccolta biancheria e rifiuti, distribuzione biancheria pulita*

*Trio: sorting and collecting, distribution of clean linen*

*Trio : collecte du linge sale et des déchets, distribution du linge propre*

**Dim.: 1345x680x1150 H mm**

**COD. CPMCW**



*Piccolo armadio per distribuzione*

*Small ward storage cabinet*

*Petite armoire pour le linge propre*

**Dim.: 680x550x1150 H mm**

**COD. CT40**



*Container per trasporto e distribuzione*

*Transport and storage container*

*Armoire de transport et stockage du linge propre*

**Dim.: 1230x750x1340 H mm**

**COD. CT80**



*Carrello trasporto inox*

*Stainless steel transport trolley*

*Chariot de transport multifonction en acier inoxydable*

**Dim.: 1050x750x1700 H mm**

**COD. CTLA11**



# Carrelli per la distribuzione dei farmaci e articoli monouso: soluzioni per la complessa gestione del farmaco

## Medication distribution trolley and disposable items solutions for the nursing staff

### Chariots de distribution des médicaments

Dim. 830x650 mm

H. 840 / 920 / 1000 / 1080 / 1433 mm



*PRECISO carrello con cassettini monopaziente su vassoi e cassetto porta PC*

*Trolley with Unitpatient bins on trays and laptop PC drawer*

*Chariot PRECISO avec bacs piluliers sur plateaux et tiroir ordinateur portable*

**COD. PRE9XAEV-SPC-MED54**



*Molteplici vaschette per l'organizzazione dei cassetti*

*Multiple drawer trays for the organization of the drawers*

*Plusieurs boîtes de séparation disponibles pour l'organisation des tiroirs*



*PRECISO carrello trasporto dalla farmacia al reparto*

*Transport trolley from pharmacy to ward*

*Chariot de transport PRECISO de la pharmacie au services*

**COD. TRS140 & BIN**



*PRECISO carrello con cassettiere e cassettini monopaziente – disponibile a breve*

*PRECISO cart with cassettes and Unitpatient bins. – available soon*

*Chariot PRECISO avec cassettes et bacs piluliers*



*PRECISO carrello con dispenser OTTAVIO su vassoi*

*Cart with OTTAVIO medicine dispenser on trays*

*Chariot PRECISO avec piluliers sur plateaux*

**COD. PRE10XAAA-S & OTTAVIO**





*Armadio farmaci con tesoretto*

*Medicine cabinet with safe for drugs*

*Armoire à pharmacie avec coffre à toxiques*

**Dim.: 1000x600x1950 H mm**

**COD. AF60-B**



*Armadio farmaci con dispenser settimanali*

*Medicine cabinet with weekly dispensers*

*Armoire à pharmacie avec piluliers hebdomadaires*

**COD. AF-ISOV7**



*Dispenser e vassoi per la preparazione della terapia*

*Dispensers and trays for preparation of therapy*

*Plateau équipé de 7 distributeurs de médicaments pour une distribution hebdomadaire*

**COD. V7GPD3-7PD3**



*Bicchierini per la terapia orale liquida*

*Cups for oral liquid therapy*

*Gobelets pour les traitements liquides*

**COD. PBI**



*Valigetta per trasporto campioni*

*Transport case for samples*

*Valise de transport pour tubes de prélèvement*

**COD. P11**



*CRUSHY Taglia e trita pillole*

*Pil crusher and splitter*

*Coupeur/broyeur de médicaments CRUSHY*

**COD. PT-V**



*Portaprotesi*

*Denture boxes*

*Boite de protection pour prothèses dentaires*

**COD. PRT & PRT2**



*Bicchieri per espettorato*

*Patient sputum cups*

*Crachoir à usage unique*

**COD. SPT0**

## La gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti ospedalieri, da quelli assimilabili agli urbani ai potenzialmente infetti

Healthcare waste collection and transport of garbage and hazardous

Gestion des déchets des établissements de santé



*Linea ISEO carrelli porta sacco per la raccolta e la cernita dei rifiuti*

*ISEO Line waste bag holder trolleys*

*Chariots porte-sacs ISEO pour la collecte et le tri des déchets*

**COD. CB10P & BASECB**



*CLIPPER pattumiera in plastica ignifuga – coperchi in diversi colori*

*Fire-proof plastic dustbin – lid in multiple colours*

*Collecteur de déchets en plastique ignifugé – couvercles de différentes couleurs disponibles*

**COD. CL1Axx**



**COD. W70-SR**



**COD. W70-4R**



**COD. W70-F**

*WASTY portasacchetto inox resta sempre chiuso – disponibile in più modelli*

*Bag-hoder always closed – available in several models*

*Collecteur de déchets hermétique WASTY – différents modèles disponibles*



**COD. MWAL1-6**



**COD. MWAL1-7**

*WALLY contenitore  
pensile con apertura a  
ginocchio – 8 e 20 litri*

*Hanging bin with  
knee-opening lid –  
8 and 20 litres*

*WALLY collecteur de  
déchets à ouverture par  
pression du genou – 8  
et 20 litres*



*Container trasporto rifiuti*

*Cart for waste transportation*

*Chariot de transport de déchets*

**Dim.: 1185x730x1200 H mm**

**COD. CTR**



*Pattumiera inox  
con secchio interno –  
16 litri*

*Steel inox waste collector  
with internal bin –  
16 litres*

*Collecteur de déchets en  
acier inoxydable avec récep-  
tacle intérieur – 16 litres*

**Dim.: 280x370x405 H mm**

**COD. MS61**



*Raccoglitore inox con pedale  
– 40 litri*

*Steel inox waste  
collector – 40 litres*

*Collecteur de déchets en acier  
inoxydable avec pédale –  
40 litres*

**Dim.: 310x320x650 H mm**

**COD. MS104**



*Raccoglitore inox  
con pedale – 70 litri*

*Steel inox waste  
collector – 70 litres*

*Collecteur de déchets en acier  
inoxydable avec pédale –  
70 litres*

**Dim.: 365x380x840 H mm**

**COD. MS107**

## Contenitori e supporti per la raccolta dei rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti

Containers and supports for collection of hazardous waste

Emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux



*PBS\_New Gamma contenitori da 0,6 a 2 litri – autoclavabili  
(134° C 18 min) – supporti vari*

*Range of containers from 0,6 to 2 litres – autoclavable  
(134° C 18 min) – steel supports*

*Gamme PBS New – Volume de 0,6 à 2 litres – Norme NF X  
30-500 – Marquage UN – Marque NF302 – Autoclavable à  
134°C pendant 18 minutes – Différents modèles de supports et  
plateaux disponibles*

*CS Gamma contenitori da 2 a 6 litri –  
coperchio che ruota*

*Range of containers from 2 to 6 litres – revolve lid*

*Gamme CS – Volume de 2 à 6 litres – Norme NF X 30-500 –  
Marquage UN – Marque NF302 – Autoclavable à 134°C pendant  
18 minutes – Différents modèles de supports et plateaux  
disponibles*

*DISPO Gamma contenitori da 0,7 a 4 litri*

*Range of containers from 0,7 to 4 litres – multiple supports*

*Gamme DISPO – Volume de 0,5 à 4 litres – Norme NF X 30-500 –  
Marquage UN – Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes –  
Différents modèles de supports et plateaux disponibles*





*PBS Gamma contenitori da 0,6 a 7 litri – vassoio e supporti vari  
Range of containers from 0,6 to 7 litres – trays and several  
steel supports*

*Gamme non disponible à la vente sur le territoire français*

*POCKET Mini-contenitore per visite a domicilio 0,4 litri  
Mini-container for home care 0,4 litres*

*Mini collecteur POCKET 0,4 litre adapté aux infirmières et  
médecins pour leurs visites à domicile – Norme NF X 30-500 –  
Marquage UN – Marque NF302 – Autoclavable à 134°C pendant  
18 minutes*

*SB Gamma contenitori grandi da 25 a 60 litri –  
coperchio singolo o doppio*

*Range of big containers from 25 to 60 litres –  
single or double lid*

*Volume de 30, 50 et 60 litres – Norme NF X 30- 505 –  
Marquage UN – Couvercle plein ou avec opercule*

**Tradizione e innovazione, sintesi inimitabile**

**Tradition and innovation – a unique synthesis**

**Tradition et innovation – une synthèse unique**



**frenchvogue**

**italiandesign**

## Storia

Francehospital è un'azienda franco-italiana che da oltre 60 anni unisce creatività e ricerca tecnica nello sviluppo dei propri prodotti, specializzandosi nella progettazione e fabbricazione di carrelli da reparto, e per la logistica ospedaliera in generale.

L'azienda nasce nel 1948 dall'intraprendenza di Julius Peroni e passa di padre in figlio sino ai giorni nostri; dal 2005 il presidente è Gunnar Peroni, nipote del fondatore.

## Produzione italiana

Francehospital ha la propria sede in Francia, a Erstein (vicino a Strasburgo). In Italia, a Lana/Bolzano, si trovano gli uffici commerciali per l'Italia e l'export, assieme al reparto tecnico e di ricerca e sviluppo.

I prodotti Francehospital sono di altissima qualità e con standard di sicurezza e igiene impareggiabili, masi riconoscono anche per l'originalità delle forme e dei colori e l'efficienza durante l'utilizzo. Tutti i prodotti Francehospital sono caratterizzati dal **Made in Italy**.

## Attività internazionale

Oggi Francehospital è fortemente presente in una realtà globale, sia per la sua posizione geografica che per la propria rete di contatti e distributori internazionali.

## History

Francehopital is a France-Italian company that can look back at over 60 years of commitment and investment in research and design of hospital trolleys and logistics solutions, combining creativity and technological innovation in developing its products.

The company is founded in 1948 by the initiative of Julius Peroni and passes from father to son until the present day. Since 2005 the president is Gunnar Peroni, grandson of the founder.

## Made in Italy

Francehopital has its headquarter in France, in Erstein (near Strasbourg). In Italy, Lana / Bolzano, there are the Italian and Export sales offices, along with the technical departments.

Products of Francehopital are of premium quality and respond to all standards of hygiene and security. At the same time they are appreciated by all operators for their originality, their design, their efficiency in daily use and not least for their ability to follow the furniture trend. Francehopital products are marked **Made in Italy**.

## International dealing

Today, Francehopital is strongly present in a global reality, due to its geographical position and strong international network.

## Nous et notre histoire

Francehopital développe, produit et commercialise des chariots biomédicaux et des solutions pour le transport et la logistique dans le domaine de la santé depuis 1948.

Les sociétés Francehopital et Exper Italie ont collaboré de manière étroite pendant de longues années. Suite au regroupement de nos activités, Francehopital a hérité d'une organisation riche en ressources techniques et humaines. M. Gunnar PERONI est aujourd'hui le Président de la société Francehopital.


## Implantation

Le siège social de Francehopital de plus de 1600 m<sup>2</sup> se situe à ERSTEIN-STRASBOURG, France.

Le site de production de 3200 m<sup>2</sup> est à proximité de BRESCIA en Italie et les services R&D et commerciaux pour l'Italie et l'Export sont à LANA dans le Tyrol du Sud.

## Export

Aujourd'hui, Francehopital est fortement présent à l'international, en raison de sa position géographique et de son solide réseau de distributeurs.



[www.francehopital.com](http://www.francehopital.com)  
[www.francehopital.fr](http://www.francehopital.fr)

**FRANCEHOPITAL S.A.S.**

Z.I. Ouest Rue Georges Besse  
B.P. 50030  
F-67151 ERSTEIN Cedex / FRANCE  
Tél. +33 03 88 59 87 87  
Fax +33 03 88 98 04 44  
[francehopital@francehopital.fr](mailto:francehopital@francehopital.fr)

Export Office / Ufficio Commerciale Italia  
Zona Industriale, 11  
I-39011 Lana / BOLZANO - ITALY  
Tel. +39 0473 55 26 11  
Fax +39 0473 55 26 99  
[export@francehopital.com](mailto:export@francehopital.com)  
[italia@francehopital.com](mailto:italia@francehopital.com)

*Ci riserviamo di apportare le opportune modifiche tecniche e/o estetiche ai prodotti, senza alcun preavviso.*

*We reserve the right to change our products and their specifications at all times for technical or esthetical reasons, without prior notice and without obligation to report the change.*

*Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos produits et leurs spécifications à tout moment, pour des raisons techniques ou esthétiques, sans obligation de mentionner ces changements.*



[francehopital.com](http://francehopital.com)