

# COMAMED | ULTRASONOGRAF 10TX | HYBRYDOWY

Przenośny ultrasonograf posiadający **3 głowice** w jednym systemie

Głowica  
**CONVEX**  
3.2-5 MHz

Głowica  
**LINIOWA**  
7.5-10 MHz

Głowica  
**KARDIO**  
2.5-5 MHz



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ 4 godziny pracy ciągłej bez ładowania
- ✓ 3 głowice w jednym systemie
- ✓ system bezprzewodowy **WI-FI**
- ✓ **bardzo lekki**, nie powoduje zmęczenia i zwiększonego ucisku
- ✓ **brak nagrzewania** systemu w czasie pracy
- ✓ **izualizacja toru igły** do wkłuc i biopsji (in-plane i out-plane)
- ✓ współpracuje ze **wszystkimi urządzeniami mobilnymi**
- ✓ **możliwość zapisu zdjęć i filmów** na urządzeniu mobilnym

### TRYBY PRACY:

- ✓ **B-MODE**
- ✓ **DOPPLER KOLOROWY**
- ✓ **M-MODE**
- ✓ **DOPPLER PULSACYJNY**
- ✓ **POWER DOPPLER (DOPPLER MOCY)**

### PRESETY:

- ✓ NACZYNIOWY
- ✓ MAŁE NARZĄDY
- ✓ MIĘŚNIE SZKIELETOWE
- ✓ NERKI
- ✓ NERWY
- ✓ TĘTNICA SZYJNA
- ✓ PŁUCA
- ✓ JAMA BRZUSZNA
- ✓ GINEKOLOGICZNY
- ✓ PIERSI
- ✓ TARCZYCA
- ✓ KARDIOLOGICZNY
- ✓ PEDIATRYCZNY
- ✓ POŁOŻNICZY
- ✓ UROLOGICZNY

## W SKŁAD ZESTAWU:



**PRZENOŚNY SYSTEM USG**



**ŁADOWARKA INDUKCYJNA**



**DARMOWA APLIKACJA**

DO ZASTOSOWANIA NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH



**WBUDOWANA BATERIA**

CZAS PRACY CIĄGŁEJ 4 GODZINY



**ETUI**

