

# COMAMED DUAL 10QT CONVEX / ENDO

Przenośny ultrasonograf posiadający **2 głowice** w jednym systemie

Głowica  
**CONVEX**  
3.5-5 MHz

Głowica  
**ENDO**  
6.5-8 MHz



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✔ **3 godziny pracy ciągłej** bez ładowania
- ✔ system bezprzewodowy **WI-FI**
- ✔ **bardzo lekki**, nie powoduje zmęczenia i zwiększonego ucisku
- ✔ **brak nagrzewania** systemu w czasie pracy
- ✔ współpracuje ze **wszystkimi urządzeniami mobilnymi**
- ✔ **możliwość zapisu zdjęć** na urządzeniu mobilnym

### TRYBY PRACY:

- ✔ **B- MODE**
- ✔ **DOPPLER KOLOROWY**
- ✔ **DOPPLER PULSACYJNY**
- ✔ **POWER DOPPLER**  
(DOPPLER MOCY)

### PRESETY:

- ✔ JAMA BRZUSZNA
- ✔ GINEKOLOGIA
- ✔ POŁOŻNICTWO
- ✔ UROLOGIA
- ✔ NERKI
- ✔ PŁUCA
- ✔ KARDIOLOGIA

### OPTYMALNY DO:

- ✔ GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
- ✔ UROLOGIA
- ✔ BADANIE ENDOWAGINALNE
- ✔ BADANIA ENDOREKTALNE
- ✔ PEŁNE BADANIA DOPPLEROWSKIE

## W SKŁAD ZESTAWU:



**PRZENOŚNY SYSTEM USG**



**ŁADOWARKA INDUKCYJNA**



**DARMOWA APLIKACJA**

DO ZASTOSOWANIA NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH



**WBUDOWANA BATERIA**

CZAS PRACY CIĄGŁEJ 3 GODZINY



**ETUI**

