

II  
**COMAMED**

# cyfrowe

wózki diagnostyczno  
zabiegowe



ul. Górska 1a  
43-300 Bielsko-Biała



biuro@comamed.pl



+48 33 500 00 89  
+48 535 020 574



www.comamed.pl



## CYFROWE WÓZKI DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE **PRECISO** N°9X Cart eWork

### CYFROWE WÓZKI DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE

Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami  
bezprowadowymi COMAMED tj. USG, EKG,

#### ◆ konfiguracja

- Tableć dotykowy 10,4 cala (opcjonalnie większy)
- Wózek wyposażony w zamek centralny na klucz
- Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych z ścianami malowanymi proszkowo
- Blat roboczy z tworzywa ABS z zabezpieczeniem antybakteryjnym (Plastisafe).
- Innowacyjne uchwyty do pchania z trzech stron
  - zaokrąglone krawędzie i front z matą krawędzią.
- Boczna rozkładana powierzchnia robocza w kolorze perłowo-szarym po prawej stronie
- Szuflady i blat klawiatury wyposażone w systemem samodomykania
- Konfiguracja szuflad tworzywowych:

- 1 x blat klawiatury**
- 1 x szuflada 76 mm**
- 2 x szuflady 156 mm**
- 1 x szuflada 236 h mm**

Nadstawka ze stali nierdzewnej z 2 szynami na akcesoria z możliwością regulacji wysokości WALLY - Wiszący kosz na śmieci (8 litrów) z systemem otwierania kolanowego. Innowacyjna podstawa z tworzywa ABS ze zderzakiem dookoła



#### wyposażenie opcjonalne

- USG, EKG, KTG, Skaner żył
- Czytnik kodów kreskowych
- Ruchome ramie pod laptopa
- Laptop
- mysz i klawiatura medyczna

#### ULTRASONOGRAF COMAMED 10 C

GŁOWICA CONVEX 3,3 - 5 MHz  
GŁOWICA LINIOWA 7,5 - 10 MHz  
GŁOWICA SEKTOROWA  
KARDIOLOGICZNA 2,5 - 5 MHz





CYFROWE WÓZKI  
DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE

## PRECISO N°9X Cart eWork z kasetą transferową do pojemników na leki i mostem VESA

### CYFROWE WÓZKI DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE

Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami  
bezprowodowymi COMAMED tj. USG, EKG,

#### ◆ konfiguracja

- Tableć dotykowy 10,4 cala (opcjonalnie większy)
- Wózek wyposażony w zamek centralny na klucz
- Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych z ścianami malowanymi proszkowo
- Front zamykany za pomocą rolety.
- Blat roboczy z tworzywa ABS z zabezpieczeniem antybakteryjnym (Plastisafe).
- Boczna szuflada na narkotyki
- Konfiguracja wewnętrzna: [27 przestrzeni wewnętrznej szyn ISO]
  - 1 x 3-poziomowy pojemnik do przenoszenia kaset na 12 pojemników na leki z zamkiem na klucz i składanym uchwytem w komplecie z 12 pojemnikami na leki o średnicy 120 mm. Każdy pojemnik na leki jest wyposażony w 3 wewnętrzne przegródki z możliwością regulacji.
  - 1 x szuflada 610 x 470 x 76 mm w komplecie ze wspornikiem klawiatury z malowanej stali, specjalnie dla klawiatury
  - 1 x szuflada 610 x 470 x 236 mm
  - Nadstawka ze stali nierdzewnej, w komplecie ze uchwytem VESA i 1 szyną na akcesoria
  - Stojak na rękawiczki na 3 pudełka, ze stali powlekanej tworzywem sztucznym
  - WALLY - Wiszący kosz na śmieci (8 litrów) z systemem otwierania kolanowego.
  - Wspornik do pojemnika „Kobite”, odpowiedni do kwadratowych lub okrągłych pojemników FH.
  - Innowacyjna podstawa z tworzywa ABS ze zderzakiem dookoła

Wymiary: 830 x 650 x 1100 mm (wymiary przy blacie)



#### wyposażenie opcjonalne

- USG, EKG, KTG, Skaner żył
- Czytnik kodów kreskowych
- Ruchome ramie pod laptopa
- Laptop
- mysz i klawiatura medyczna



**DOTYKOWY  
SYSTEM EKG**

# SPRZĘT MEDYCZYNY PRZYSZŁOŚCI

