

# COMAMED 10CW

ECHOKARDIOGRAF PRZEŃOŚNY

ULTRASONOGRAF PRZEŃOŚNY PHASED ARRAY



Głowica SEKTOROWA KARDIOLOGICZNA 2.2-3.6 MHz

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ 4 godziny pracy ciągłej bez ładowania
- ✓ system bezprzewodowy WI-FI
- ✓ bardzo lekki, nie powoduje zmęczenia i zwiększonego ucisku
- ✓ brak nagrzewania systemu w czasie pracy
- ✓ współpracuje ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi
- ✓ możliwość zapisu zdjęć na urządzeniu mobilnym

## TRYBY PRACY:

- ✓ B- MODE
- ✓ CIĄGŁY DOPPLER (CWD)
- ✓ DOPPLER KOLOROWY
- ✓ DOPPLER PULSACYJNY (PW)
- ✓ POWER DOPPLER (DOPPLER MOCY)

COMAMED

## PRESETY:

- ✓ JAMA BRZUSZNA
- ✓ KARDIOLOGIA

## W SKŁAD ZESTAWU:



PRZEŃOŚNY SYSTEM USG



ŁADOWARKA INDUKCYJNA



DARMOWA APLIKACJA

DO ZASTOSOWANIA NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH



WBUDOWANA BATERIA


CZAS PRACY CIĄGŁEJ 4 GODZINY




ETUI



III  
COMAMED



# SPRZĘT MEDYCZYNY PRZYSZŁOŚCI



ul. Górską 1a  
43-300 Bielsko-Biała



biuro@comamed.pl



+48 33 500 00 89  
+48 535 020 574



www.comamed.pl